



# TMR40540 40560


FICHE TECHNIQUE

Kit composé de :

- un support redécoupable de 40x40 cm ou 40x60 cm à découper selon la dimension de vos carreaux de faïence
- 4 plaquettes d'angle à coller sur le support à redécouper
- 4 pattes aimantées dont une avec un ressort assurant une ouverture facile.



## DESCRIPTIF TECHNIQUE




4 plaquettes d'angle à coller sur les 4 coins du support redécoupable (ouvrant).

### 4 PATTES MAGNÉTIQUES :



1 patte magnétique avec ressort à placer en bas à droite, aimant vers soi ①.




3 pattes magnétiques sans ressort à placer aux 3 autres angles aimants vers soi.

Aimants : force portante 6 kg par patte.



Une pression du pouce et l'ouvrant pivote.



## LA POSE



habillage de la baignoire (support de votre choix)

habillage de la baignoire (support de votre choix)

patte avec ressort aimant vers extérieur habillage



- ① Découper le support aux dimensions souhaitées (notre exemple est de 4 carreaux de faïence)
- ② Créer une ouverture de la dimension du carreau de faïence + l'épaisseur du joint.
- ③ Coller les 4 plaquettes d'angles de protection sur le support redécoupable
- ④ Coller ou visser les quatre pattes aimantées sur le support à carreler (habillage de baignoire) en prenant soin de placer la patte avec le ressort en bas à droite. Les aimants doivent être vers soi.
- ⑤ Finir de coller les carreaux de faïence sur l'habillage